
TUTKIMUSOHJE

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti, muisti-holter

Muisti-holter on laite, joka tallentaa sydänfilmiä (EKG) napin painalluksesta.

Tutkimuksen kulku: Iholle liimataan tavallisesti 2 kertakäyttöistä EKG-elektrodia. Nämä yhdistetään kaapelilla, pieneen laitteeseen, joka tulee potilaan mukaan. Laite palautetaan samalle osastolle.

Laitetta pidetään yhdestä vuorokaudesta viikkoon tai kun laitteen muisti on täynnä.

Laitteen asentava hoitaja kertoo millaisen oireen ilmetessä nappia painetaan. Nauhoitusmahdollisuuksia on neljä.