

16.02.2010

■ sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos
Kliinisen mikrobiologian laboratorio

OHJE SALMONELLAVILJELYNÄYTTEEN OTTAMISEEN (F-SalmVi)

Näytteenoton ajoitus:

Ajoittakaa näytteenotto siten, että voitte toimittaa näytteen samana päivänä laboratorioon.

Tarvikkeet:

Kertakäyttömuki tai kertakäyttölautanen, näytteenottopurkki, nimitarra ja muovipussi

Näytteenotto:

1. Ulostakaa puhtaaseen kertakäyttöastiaan.
2. Avatkaa näytteenottopurkki ja siirtäkää ulostetta purkkiin puoli purkillista. Mikäli ulosteessa on verisiä ja/tai limaisia kohtia, tulee näyte ottaa ensisijaisesti niistä.
3. Sulkekaa purkki huolellisesti. Ulostetta ei saa jäädä purkin ulkopuolelle.
4. Tarkistakaa tarran henkilötiedot. Merkitkää näytteenottopäivämäärä kynällä tarraan. Liimatkaa tarra purkkiin.
5. Sulkekaa purkki huolellisesti muovipussiin.
6. Viekää näyte laboratorioon mielellään samana päivänä.

Näytteen säilyttäminen:

Säilyttäkää näyte jääkaapissa, kunnes voitte toimittaa sen laboratorioon.